

## Sciex Triple TOF 5600 质谱仪小分子分析系统参数

1. 兼容 PEAKVIEW 软件, 直接从 SCIEX 软件访问 Chemspider 化学结构数据库。实现数百个数据源的 2800 多万个结构的快速文本和结构搜索访问。
2. 兼容 Peakview 软件, 兼容 TripleTOF5600 质谱数据, 支持用户新建 MS 化合物列表和添加 MS/MS 信息。允许创建动态库, 以实现更强大的搜索和导入/导出功能, 从而在 SCIEX 的多个仪器之间轻松传输。
3. 兼容 TripleTOF5600 质谱数据, 自动批量化实现保留时间/MS 信息/同位素丰度比/MS/MS 图谱对比处理
4. 内置几万种植物一级化合物信息, 内置  $\geq 1000$  种植物小分子 TripleTOF5600 可以搜索的二级本地谱图信息
5. 全自动外标法校正系统, 兼容 TripleTOF5600, 2000 样本无需手动校正

5028914	CHEMSPIDER 1-YEAR WEB SERVICE SUBSCRIPTION EULA KEY ACTIVATION CARD 搜库软件
5022277	LibraryView 1.0 License 建库软件
5049895	MasterView 1.1 License Bundle 小分子数据处理软件
5049914	Natural Products HR-MS/MS Spectral Library 1.0 License 植物数据库
5030154	CDS Calibration Delivery System for TripleTOF® 5600 systems 校正系统
4460136	APCI Positive Calibration Solution (5 Pack) APCI 阳离子校正试剂
4460138	APCI Negative Calibration Solution (5 Pack) APCI 阴离子校正试剂